

# ***Monnal T75***

Специальное дыхание



[www.airliquidemedicalsystems.ru](http://www.airliquidemedicalsystems.ru)

# Характеристики на высшем уровне

Аппарат работает в различных клинических ситуациях, специфичных для каждого пациента. Monnal T75 за счёт своего высокого уровня исполнения и multifunctionality даёт качественно новое решение. В нём сочетаются простота в применении и обслуживании, а также он хорош для обстановки любого больничного отделения.



**Optimal Breathing System**

**M**onnal T75 - один из представителей нового поколения вентиляторов для отделений реанимации и интенсивной терапии. Он поддерживает как инвазивную, так и неинвазивную вентиляцию взрослых пациентов и детей.

Monnal T75 - результат более чем 30-летнего опыта работы нашей лаборатории механической вентиляции и взаимодействия с ведущими медицинскими специалистами. Аппарат обеспечивает эффективное лечение большинства острых патологий.

Monnal T75 содействует повышению комфорта каждого пациента за счёт

- управления и компенсации утечки посредством отслеживания индекса утечки,
- гибкой реактивности триггеров,
- быстрого возрастания давления, что значительно сокращает усилия со стороны пациента на совершение вдоха.



**Monnal High Quality**

**Н**аша обязанность - обеспечивать эффективную ИВЛ в течение всего срока эксплуатации Monnal T75. Высокое качество аппарата в большей степени обусловлено

- испытанными и проверенными компонентами,
- специально подобранными материалами с высокими износостойкостью и тепло- и акустической ёмкостями,
- повышенными требованиями к качеству сборки и доводки.

## Спроектирован для лечения наиболее острых патологий

label  
★ **observeurdudesign** 10

Дизайн Monnal T75 в полной мере проработан с целью гармоничной интеграции в интерьер больницы и медицинскую среду отделений. Немало внимания уделено вопросу спокойствия медицинского персонала, пациентов и их родственников:

- расслабляющие цвета,
- скруглённые формы,
- подобранные с заботой успокаивающие материалы.

Жюри APCI (Agency for the Promotion of Industrial Creation) присудило Monnal T75 премию «The Observeur du design». Присуждаемая ежегодно премия «Observeur du design» отмечает самые выдающиеся результаты совместной работы промышленных производителей и дизайнеров.

# monnal T75

## Полный мониторинг пациента

- Выбор кривых вентиляции и петель
- 8 параметров постоянно измеряются и отображаются
- Прямой доступ к настройкам системы оповещений

## Расширенные функции

- Архив системы оповещений
- Исследование механики лёгких
- Встроенная ингаляция



# Непревзойденное удобство в работе

Monnal T75 - это новый, но простой в применении аппарат. Его быстрая, слаженная и надежная работа высвобождает для Вас много времени для уделения большего внимания пациенту.



*Universal Vision*



*Natural Interface*



**С** Monnal T75 Вы выигрываете в удобстве управления аппаратом при полной уверенности в его работе благодаря

- цветному сенсорному экрану (10"4) для безупречной видимости,
- концепции «всё на одной странице» с прямым доступом к:
  - заданным значениям,
  - тревогам,
  - мониторингу,
  - кривым и петлям вентиляции,
- странице с чётким разбиением на области с автоматически работающими и считывающими системами.

Эта система бережёт Ваше время, высвобождая его для ухода за пациентом.

**К**онцепция «всё на одной странице» закладывает в аппарат нового поколения однозначный и интуитивно понятный принцип работы:

- выбор объекта прикосновением к экрану,
- настройки и подтверждение с помощью ручки регулировки.

## Создан для распределения времени в пользу пациента

# Размещение в любых условиях

Monnal T75 призван удовлетворять всем требованиям к окружающей обстановке пациентов и медицинского персонала: автономности, компактности и мобильности. К тому же он отвечает самым жёстким требованиям, связанным с лимитом эксплуатационных расходов, стерилизацией и гигиеной.

**M**onnal T75 сопровождает пациента во время транспортировки в пределах больницы за счет

- автономности от источников газа и электричества,
- эргономичного дизайна мобильной стойки.



*Easy Valve*

## Контроль издержек

- Превосходное соотношение цена / качество,
- упрощенное плановое техобслуживание, которое сводится к ежегодной проверке функциональности,
- быстрое обучение медицинского персонала благодаря предельно простому интерфейсу,
- совместимость Monnal T75 с существующим парком оборудования благодаря многофункциональности.

**E**жедневный уход за Monnal T75 не составляет труда, не занимает много времени и является залогом надёжной работы аппарата. Его инновационный экспираторный блок содержит:

- только три элемента для простого обращения с ним и его стерилизации,
- одно- и многоразовый варианты исполнения,
- удобную кнопку извлечения,
- простую систему фиксации.



## Спроектирован для использования в любых медицинских отделениях



## Контакты

Представительство

“Эр ликид медикал системз” в России

109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 17

Тел.: +7 495 641 28 98

Факс: +7 495 641 28 91



Подразделение «Здравоохранение» концерна «Эр ликид» обеспечивает медицинскими газом и оборудованием больницы, медицинскими услугами пациентов на дому и привносит свой вклад в борьбу с инфекционными заболеваниями. 7800 специалистов обслуживают 5000 больниц и 500000 пациентов на 5 континентах. «Эр ликид» - мировой лидер в производстве газов для промышленности, здравоохранения и защиты окружающей среды.